

# sanität24.ch



## Leitfaden zur Erste-Hilfe Ausstattung



## Alles aus einer Hand

WIR STELLEN UNS VOR

Liebe Kundinnen und Kunden

Was haben abgelaufene Augenduschen mit der Firmen-  
gründung von Sanität24.ch zu tun?  
Ob sie es glauben oder nicht, aber diese Augenduschen  
waren der Auslöser für die Firmengründung.  
Marcel Maurer, der Firmeninhaber, war als Einkaufsleiter  
bei einem grossen Unternehmen angestellt und hatte die  
Aufgabe die abgelaufenen Augenduschen zu ersetzen.  
Nach langem suchen in diversen Katalogen und Online,  
hat er festgestellt, dass dies nur als Nebenprodukt ge-  
führt wird. Auf der Suche nach einem Spezialisten, der ihm  
Auskunft geben konnte, ist er ins Leere gelaufen. Auch der  
Erste-Hilfe Koffer, hätte eine Auffrischung und Nachfüllung  
vom Inhalt gebraucht. «Sie können gerne den ganzen In-  
halt wechseln, aber einzelne Produkte bieten wir nicht an»,  
dies war eine der gängigen Antworten auf seine Nachfrage  
nach Ersatzprodukten.  
Die Geburtsstunde von Sanität24.ch wurde eingeläutet.



Die Firma konnte sich sehr schnell auf den Markt einen Namen machen und dank grosser Kundennachfrage  
bietet Sanität24.ch auch die entsprechende Ausbildungen im Nothilfebereich an.  
Die Firma ist schnell gewachsen und in der Zwischenzeit hat das Unternehmen ein Portfolio von über  
40'000 Produkten im medizinischen Bereich.  
Durch die Übernahme des Generalimports von einigen Marken für den Schweizer Markt hat Sanität24.ch  
Ihre Position nachhaltig festigen können.  
Dank der Kooperationen mit mehreren Ausbildungszentren für Lernende bildet die Firma, neben dem Per-  
sonal in Firmen, auch jährlich rund 1'000 Lernende aus.  
Unser kompetenter Aussendienst ist jeden Tag in der ganzen Schweiz unterwegs. Er berät die Kunden vor  
Ort und kann so bestens auf die Bedürfnisse der Firmen eingehen.

Aktuell haben wir unser Ziel erreicht, so dass wir mit gutem Gewissen sagen können das unsere Kunden nur  
noch einen Lieferanten für den ganzen Erste-Hilfe und Sicherheitsbereich brauchen. Sanität24.ch

Wir sind ein Schweizer Familienunternehmen mit Sitz in Waltenschwil AG.

Im Unternehmen ist die ganze Familie eingebunden, Elisabeth Maurer als Textilfachfrau im Bereich Beklei-  
dung durch Beratung und Vermessung der Kunden vor Ort. Heinz Maurer als zertifizierter Instruktor und  
Erwachsenenbildner und als erfahrener Aussendienstmitarbeiter für die Beratung vor Ort. Marcel Maurer im  
Verkaufsdienst und Leiter Verkauf und Einkauf.

Wir freuen uns, Sie weiterhin kompetent und zuverlässig zu beraten und bedienen.  
Ihr Sanitäts24 Team

Marcel Maurer  
Inhaber

## Wegleitung zur Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz / Artikel 36 Erste-Hilfe

### ALLGEMEIN:

Für die Erste-Hilfe müssen entsprechend den Betriebsgefahren, der Grösse und der örtlichen Lage des Betriebs stets die erforderlichen Mittel verfügbar sein. Die Erste-Hilfe-Ausstattung muss gut erreichbar sein und überall dort aufbewahrt werden, wo die Arbeitsbedingungen dies erfordern.

Nötigenfalls müssen zweckmässig gelegene und eingerichtete Sanitätsräume und im Sanitätsdienst ausgebildetes Personal zur Verfügung stehen. Die Sanitätsräume müssen mit Tragbahnen leicht zugänglich sein. Die Sanitätsräume und die Aufbewahrungsstellen für die Erste-Hilfe-Ausstattung sind gut sichtbar zu kennzeichnen.

### ABSATZ 1

Das Ziel ist, so viele Personen auszubilden und in die Erste-Hilfe einzubinden, dass zu Betriebszeiten innert 3 Minuten nach dem Ereignis mindestens zwei Erste-Hilfe-Personen am Ereignisort eintreffen.

#### Erste Hilfe Ausstattung

Das Erste-Hilfe-Material ist an die Gefährdungen im Betrieb anzupassen. Es muss regelmässig bzgl. Zusammensetzung, Vollständigkeit und Verfalldatum überprüft werden. Die Materialkontrollen sind zu dokumentieren.

In Bezug auf die AED (Automatisch Externen Defibrillator) wird empfohlen, deren Standorte im Gebäude so zu wählen, dass sie innert etwa 60 Sekunden von jedem Arbeitsort aus erreichbar sind. So ist gewährleistet, dass innert zwei Minuten ein AED beim Betroffenen ist. Mit der Verzögerung für Alarmierung, Kleiderentfernung und Einsatz des Gerätes ist eine Erstdefibrillation so spätestens innert drei Minuten nach Herz-/Kreislaufstillstand mit entsprechend verbesserter Überlebenschance gewährleistet.

### ABSATZ 3

#### Einrichtung und Ausstattung Erste-Hilfe

Anzahl MA pro Standort	Mikrobetriebe 1-9	10	50	100	250
Erste-Hilfe Koffer klein	1	•	•	•	•
Erste-Hilfe Koffer mittel	•	1	3	6	15
Erste-Hilfe Koffer gross	•	•	2	4	10
AED-Gerät	•	•	1	1	mehrere
Erste-Hilfe Raum	•	•	•	1	mehrere
Ersthelfer mind. 6 Stunden	1-2	1-2	5	6	6
Stufe 1 (14 Stunden)	•	•	1	1-2	2-4
Stufe 2 (14 Stunden)	•	•	•	1	2

**Jährliche Wiederholungskurse empfohlen. Rezertifizierung innerhalb 2 Jahre**

DIE KOFFER

**SANI24 S**

ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar, ohne Arretierung, inkl. Wandhalterung  
Masse: 260 x 110 x 170 mm

**Bestellnummer SA-21001-S**



**SANI24 M**

ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar.  
Inkl. 1 Arretierung, inkl. Wandhalterung  
Masse: 310 x 130 x 210 mm

**Bestellnummer SA-21031-M**



**SANI24 L**

ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar  
Inkl. 2 Arretierungen, inkl. Wandhalterung  
Masse: 400 x 150 x 300 mm

**Bestellnummer SA-21061-L**



**SANI24 XL**

ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar.  
Inklusive 1 Arretierung, inkl. Wandhalterung  
Masse: 385 x 138 x 262 mm

**Bestellnummer SA-21090-XL**



## NACHBESTELLUNG

Art. Nummer	Artikel	Menge pro Verpackung	Sani24 S	Sani24 M	Sani24 L	Sani24 XL
2-221683-1	Topper 8 Sterile Wundkompressen 10 cm x 10 cm	1 x 2 Stk.	5	8	10	12
2-9003224-1	Henry Schein Kompresse steril 7,5 cm x 7,5 cm	1 x 2 Stk.	3	5	8	10
2-59543	Pflasterset Aluderm klein	1 Stk.	1	1	2	2
2-220155-1	Steri-strip 6 x 38 mm	1 x 6 Stk.	1	1	2	4
2-9008616	Wundschnellverband 4 cm x 4 m	1 Stk.	1	1	1	1
2-9008617	Wundschnellverband 6 cm x 4 m	1 Stk.	•	1	1	1
2-9008618	Wundschnellverband 8 cm x 4 m	1 Stk.	•	•	1	1
ISZIV	Wundstop Druckverband	1 Stk.	•	1	2	4
10-60203	Selbsthaftende Binde 4 cm	1 Stk.	1	1	2	3
10-60200	Selbsthaftende Binde 6 cm	1 Stk.	1	2	3	3
2-524837	Aluderm Verbandspäckchen klein	1 Stk.	1	1	2	2
2-524838	Aluderm Verbandspäckchen mittel	1 Stk.	•	1	1	2
2-524836	Aluderm Verbandspäckchen gross	1 Stk.	•	•	1	2
2-612077	Octenisept Spray 50 ml	1 Stk.	1	1	1	2
2-337130	Händedesinfektionsmittel 100 ml	1 Stk.	1	1	1	1
2-1007898	Universalschere	1 Stk.	1	1	1	1
2-9008442	Sofort-Kälte-Kompresse	1 Stk.	1	2	3	3
10-43000	Rettungsdecke	1 Stk.	1	2	3	5
19-SSF	Fingersplint	1 Stk.	•	1	1	2
2-401791	Splitterpinzette steril	1 Stk.	1	1	1	1
SA-HAS	Schutzhandschuhe S	1 Paar	•	•	•	2
SA-HAM	Schutzhandschuhe M	1 Paar	•	•	•	2
SA-HAL	Schutzhandschuhe L	1 Paar	5	5	5	5
SA-HAXL	Schutzhandschuhe XL	1 Paar	•	•	•	2
2-647229	Wundreinigungstuch	1 Stk.	4	8	10	15
10-43153	Taschenbeatmungsmaske	1 Stk.	•	•	•	1
<b>Sonderausstattung nach Bedarf</b>						
99-CATS	Tourniquet	1 Stk.	•	•	•	•
10-41085	Brandwundgel	1 Stk.	•	•	1	1
2-7129755	Plum Augenspülung NaCl 500 ml	1 Stk.	•	•	•	1

Bestellnummer 10-21001-S  
 Bestellnummer 10-21031-M  
 Bestellnummer 10-21061-L  
 Bestellnummer 10-21090-XL



**Füllen Sie gleich heute Ihren Erste Hilfe Koffer auf.**

AUGENSPÜLUNG

<b>Das Auge wurde verätzt</b> Schnelle Hilfe ist gefragt. Mit einer phosphatgepufferten Spüllösung wird die Verätzung, ob von Säure oder Lauge, sofort neutralisiert, so dass weiteren Schädigungen oder Folgeschäden für das Auge entgegengewirkt werden kann. <b>BLAUE FLASCHE</b>	<b>Schmutz oder Fremdkörper im Auge</b> Um diese schnellstmöglich und schonend aus dem Auge zu spülen, braucht es eine sterile Natriumchlorid Augenspüllösung (NaCl 0,9%). Damit können Fremdkörper schnell und effektiv aus dem Auge gespült werden. <b>GRÜNE FLASCHE</b>
---	--

Übersicht über die richtige Spüllösung und Spülzeit bei Schadstoffen

Schadstoff	Spüllösung	Fortsetzen der Spülung	Spülen wie angegeben
Fremdkörper	Plum NaCl 0,9%	Plum NaCl 0,9%	Solange spülen bis der Fremdkörper herausgespült ist
Säuren	Plum pH Neutral	Plum NaCl 0,9%	Augen mit pH Neutral 2 min spülen bis die Flasche leer ist. Die Spülung mit NaCl bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen
Basen	Plum pH Neutral	Plum NaCl 0,9%	Augen mit pH Neutral 2 min spülen bis die Flasche leer ist. Die Spülung mit NaCl bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen
Andere Chemikalien (Lösungsmittel, Öle etc.)	Plum NaCl 0,9%	Plum NaCl 0,9%	Solange spülen bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung mit NaCl bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen

**Haben Sie Ihre Spülflaschen im Betrieb kontrolliert?  
Sind Sie richtig gerüstet für den Notfall?**

**Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an.**

## AUGENSPÜLUNG

**AUGENSPÜLUNG NACL 500ML PLUM  
„DIE GRÜNE“**

Mit steriler Natrium-Chloridlösung (0,9 %) in der Grösse 500ml.  
Zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z. B. Staub, Schmutz,  
Splitter etc. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten  
Augenschale und Staubkappe. Die Flaschen sind zur  
Nachfüllung der Augenspülstationen und für den mobilen  
Einzelseinsatz (z. B. im Werkzeugkasten und Erste-Hilfe-Kasten)  
geeignet. Haltbarkeit: 3 Jahre.

**Bestellnummer 2-7129755**

**AUGENSPÜLUNG PH-NEUTRAL 200ML PLUM  
„DIE BLAUE“**

Mit steriler Phosphatlösung (4,9 %) in der Grösse 200ml.  
Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali.  
Mit ergonomisch geformter Augenschale. Haltbarkeit: 3 Jahre.

**Bestellnummer 2-561805**



## AUGENSPÜLSTATIONEN

**WANDSTATION GEMISCHT**

Wandstation mit 2 Flaschen  
Mit Wandhalterungen und integriertem Piktogramm  
Die Station ist zusätzlich mit einem Spiegel ausgestattet  
Spülzeit 200 ml Flasche - ca. 2 Minuten  
Spülzeit 500 ml Flasche - ca. 5 Minuten

**Bestellnummer 2-613480**

**WANDSTATION MIT EINER FLASCHE**

Wandstation mit 1 Flasche  
Mit Wandhalterung und beiliegendem Piktogramm  
Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare  
Augenspülung am Arbeitsplatz geeignet

**Bestellnummer 2-7129756**

**DUO WANDBOX GESCHLOSSEN**

Staubgeschützte Wandbox mit 1 x pH Neutral 200ml und  
1 x Augenspüllösung NaCl 0,9% 500ml  
Mit Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel  
Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen

**Bestellnummer SP-A44789**



PFLASTER

**PFLASTERSPENDER QUICKFIX PLUM**

Bewältigt die kleinen Notfälle schnell, einfach und hygienisch. Pflaster einzeln verpackt, bei Entnahme sofort halbseitig geöffnet und somit mit nur einer Hand zu bedienen – dadurch auch diebstahlgeschützt. Zusätzlicher Stauraum, abschliessbar (inkl. Schlüssel), flexible Befüllung mit verschiedenen Pflasterarten möglich, Spender kann wahlweise geklebt oder gedübelt werden (Material wird mitgeliefert) Masse: 135 x 230 x 320 mm



**Bestellnummer:**

- 10-76010 90 Pflasterstrips EL 2,5 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt
- 10-76011 90 Pflasterstrips WF 2,5 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt
- 10-76012 45 Pflasterstrips WF und 45 Pflasterstrips EL 2,5 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt

**PFLASTERSPENDER QUICKFIX PLUM GASTRO**

Pflasterspender inklusive 90 Stk. blauen, atmungsaktiven Textilgewebepflastern mit integrierter Metallfläche, die sich mittels Metalldetektor aufspüren lassen. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.



**Bestellnummer SP-A45503**



**Nachfüllpackungen**

**Bestellnummer:**

- 10-76013 45 Pflasterstrips WF 2,5cmx7,2cm, einzeln verpackt
- 10-76014 45 Pflasterstrips EL 2,5cmx7,2cm, einzeln verpackt
- P-5513 45 Pflasterstrips Detectable 2,5cmx7,2cm, einzeln verpackt

## HANDSCHUHE

## NITRILUNTERSUCHUNGS- UND SCHUTZHANDSCHUHE

Einmalhandschuh aus Nitrilbutadienkautschuk (NBR). Mit der „Touch-Feeling-Formel“ übertrifft dieser Handschuhtyp die meisten anderen Produkte mit ausgezeichnetem Tastgefühl und verleiht ihm eine fast latexähnliche, hohe Elastizität und Reissfestigkeit.

Die Polymerinnenbeschichtung ermöglicht ein müheloses Anziehen.  
Beidhändig passend, mit Rollrand, blau, puderfrei, mikrogeraut, unsteril, für den Einmalgebrauch.  
Medizinischer Handschuh und PSA (Persönliche Schutzausrüstung) der Kat. III, getestet nach EN 374.



Geeignet für den Umgang mit Reinigungsmitteln und Desinfektion und ideal für weitere Anwendungen im Labor, in der Pharmaindustrie, für die professionelle Reinigung, im Catering und für den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Ideal für empfindliche Anwender mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I).  
Box à 100 Stk.

**Bestellnummer 98-NBGE XS-XXL**

## HANDSCHUHSPENDER TRIO

Passend für 3 Handschuhboxen  
Aus rostfreiem Stahl (Auch in Plexiglas erhältlich)  
Matt gebürstet  
Wird mit 2 beliebigen Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt  
Einfache Bestückung der Spenderkartons für die Grössen S, M und L  
Passend für Spenderkarton Masse (L x B x H): max. 25 x 13 x 9 cm

**Stahl** 2-243434  
**Plexiglas** 2-9795056

**Auch in Plexiglas  
erhältlich**



**Haben Sie ein Handschuh für alle Fälle?  
Schützen Sie sich und andere.**

**Sie wollen mehr wissen? Rufen Sie uns an.**

## AUSSTATTUNG SANITÄT SZIMMER

### VARIMED UNTERSUCHUNGS- UND MASSAGELIEGE

Gestell aus Vierkant-/Rechteckrohr, pulverbeschichtet, Nivellierfüsse, Polster zweiteilig, 50 mm stark  
Abgerundete, verstärkte Ecken mit strapazierfähigem Kunstlederbezug mit Gewebeeinlage  
Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen, Kopfteil verstellbar mit Raster +40°  
Abmessungen (L x B x H): 1950 x 650 x 680 mm  
Kopfteil (B x L): 65 x 50 cm  
Sichere Arbeitslast: 225 kg  
Gestellfarbe: RAL 9002 – grauweiss  
Polsterfarbe: Bitte Anfragen da viele Farben verfügbar

Grosse Farbauswahl



Bestellnummer 2-340129

### SANITÄT SWANDSCHRANK TYP 1710

Aus Stahlblech orange, Typ 1710, Türverschluss mittels Zylinder-Sicherheitsschloss, Notschlüsselfach, 2 Halte- und Aufhängeösen an der Rückwand, Tür mit Erste-Hilfe-Kreuz, Gewicht 19 kg  
Passend für Krankentrage K  
Masse: 49 x 20 x 112 cm



Bestellnummer 10-25014

### DESINFEKTIONSMITTELSPENDER

Passend zu allen gängigen 500ml Flaschen

Flasche gleich mitbestellen  
2-241067 500 ml Flasche  
Sterilium classic pure



Bestellnummer 2-338949

### KRANKENTRAGE K

Nach DIN 13024, Typ 0710, Gestell aus Aluminium, 2x zusammenlegbar, alle sichtbaren kunststoffbeschichtet, Bezug aus Chemiefasergewebe, 2 Gurte mit Schnellverschluss  
Gewicht 9kg, 4 Gleitfüsse  
Masse gebrauchsfertig: 2302x556x137mm  
Masse zusammengelegt: 1040x150x145mm



Bestellnummer 10-25010

### LÖSCHDECKE MIT AUSZIEHBÄNDERN

DIN 1869, Glasgewebe  
100cmx100cm

Bestellnummer 10-41060



## DEFIBRILLATOREN



## PHILIPS HEARTSTART FRX AED

Der AED für Gewerbe und Industrie  
Kompakt, Bedienerfreundlich, Robust + IP55 Schutz

### Lieferumfang:

- Philips Heartstart FRx
- Batterie (Haltbarkeit: 4 Jahre)
- Ein Paar Smart II Elektroden (Haltbarkeit: 2 Jahre)
- AED-Handbuch
- 8 Jahre Garantie auf den AED
- Erste-Hilfe-Set

Der HeartStart FRx ist ein sehr robuster und zuverlässiger AED für diejenigen, die als Erste an der Unfallstelle sind. Da dieses Gerät schwallwassergeschützt ist, eignet es sich auch für Einsätze unter Extrembedingungen wie in Schwimmbädern, auf See, bei der Wasserrettung, bei der Feuerwehr oder Bergwacht.

### Robust

Obwohl die meisten Herzattacken nicht unter extremen Umweltbedingungen passieren, gibt es doch so einige, die besonderen Bedingungen ausgesetzt sind. Der HeartStart FRx ist so konzipiert, dass er auch für Rettungsaktionen unter Extrembedingungen geeignet ist. Im Regen, im Flugzeug, auf Metalloberflächen oder im industriellen Umfeld. Der FRx hält einer Fallhöhe von einem Meter stand und defibrilliert im Erwachsenenmodus mit nominal 150 Joule.

## DEFIBRILLATOREN

**Zuverlässig und effektiv**

Der HeartStart FRx ist mit dem Wissen von über 200.000 HeartStart AED Stationen (Jan 2005) gebaut worden. Die über die Jahre fortlaufend hohe Leistung und die Qualität dieser Geräte stehen in der AED Industrie ausser Konkurrenz. Der HeartStart FRx beinhaltet alle positiven Eigenschaften, welche die HeartStart Familie auszeichnet und weist wichtige neue Verbesserungen auf, die den FRx in kritischen Momenten zu einem echten Partner werden lassen. Dazu gehören auch die SMART™ Biphasic und die QuickShock™ Technologie, die eine schonende und rasche Behandlung sicherstellen.

**Einsatzbereit und sozusagen wartungsfrei**

Der integrierte Selbsttest ist ein Schlüssel für die Einsatzbereitschaft von Geräten, die unregelmässig eingesetzt werden. Der HeartStart FRx beinhaltet einen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Selbsttest sowie einen Elektroden- und Integritätstest, um sicherzustellen, dass während des Einsatzes das gesamte Gerät funktionsfähig ist. Der HeartStart FRx erfordert kein reguläres oder vertraglich bindendes technisches Wartungsprogramm. Mit dem FRx im Standby Modus ist die Wartung einfach nur durch visuelle Inspektion, den Ersatz von Elektroden (alle 2 Jahre) und Batterie (alle 4 Jahre) angezeigt.

**Bestellnummer 1-Philips Frx**

Wir führen auch AED Geräte und Komponenten von folgenden Herstellern:



The logo for Schiller, featuring the word "SCHILLER" in red, italicized, sans-serif font, with a thin black horizontal line underneath.

The logo for Zoll, featuring the word "ZOLL" in a bold, blue, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the right.

The logo for Defi+Sign, featuring the word "DEFI" in black, a green square with a white heart and a plus sign, and the word "SIGN" in black.



The logo text for Nihon Kohden, featuring the words "NIHON KOHDEN" in a bold, blue, sans-serif font.

## WANDKASTEN



### Universalwandkasten für den Innen- oder Aussenbereich

- Für den Innen- und Aussenbereich
- Mit Heizung und Transformator
- Helligkeitssensor zur automatischen Beleuchtung des AED-Fachs
- AED geschützt mit Plomben
- Öffnung löst ein optisches und einen akustischen Alarm aus
- Heizung mit Temperatursensor
- Betrieb 24V Strom
- Lüftung zur Senkung der Innentemperatur (Achtung keine Klima, daher Gerät im Schatten montieren)
- Masse: 42.3x38.8x20.1 (H x B x T)

**Bestellnummer 1-AIV200**

### UNIVERSELLER WANDKASTEN MIT ALARM

- Solider Wandkasten aus Metall
- Magnetalarm mit 100dB
- 36x36x20cm (H x B x T)
- Internationales AED Logo aufgedruckt
- Offizielle Farbe grün
- Geeignet für fast alle AED Geräte





**Bestellnummer 1-WKUni**

**Besitzen Sie einen Defibrillator?  
Es kann Leben retten, auch Ihres!**

**Sie wollen mehr wissen? Rufen Sie uns an.**

SIGNALTAFELN



- 1 10-26000 Aushang Erste Hilfe
- 2 10-26001 Verbandkasten
- 3 10-26003 Augenspülstation
- 4 10-26004 Sanitätsraum
- 5 10-26006 Erste Hilfe
- 6 10-26007 Notausgang
- 7 10-26008 Notausgang geradeaus 1
- 8 10-26009 Notausgang geradeaus 2
- 9 10-26010 Notausgang links
- 10 10-26011 Notausgang rechts
- 11 10-26013 Aushang Notfall Nummern

+
NOTFALL  
Rufnummern

Erste-Hilfe-Station im Betrieb	☎ _____
Erst-Helfer	☎ _____
Erst-Helfer	☎ _____
Erst-Helfer	☎ _____
Rettungsdienst	☎ _____
Unfallkrankenhaus	☎ _____
Durchgangsarzt	☎ _____
Arzt	☎ _____
Giftnotruf	☎ _____

Wo ist es geschehen?

Was ist geschehen?

Wie viele Verletzte?

Welche Verletzungen?

Warten auf Rückfragen!

Kunststoff (Hart-PVC schwerentflammbar nach DIN 4102 B1) teilweise nachleuchtend beschichtet, schlagfest, lichtecht und witterungsbeständig, Materialstärke 1 mm

## WARNWESTEN



Weitere Modelle erhältlich

### FUNKTIONSWESTE FARBIG MIT 2 REFLEXSTREIFEN

Zwei 5 cm breite hochwertige Reflexstreifen um den Körper  
Verschluss durch Klettverschluss  
einzeln in Polybeutel verpackt  
Material: 100% Polyester  
Grammatur: 120 g/m<sup>2</sup>

Artikelnummer: FWRF-Farbe

- gelb
- weiss
- blau
- violett
- rot
- orange
- pink
- grün
- grau
- schwarz

**Sonderbestellung:**  
Bitte fordern Sie ihre individuelle  
Offerte an.



## BLS AED KOMPLETT (GENERIC PROVIDER)

### Beschreibung:

Sie lernen das korrekte Vorgehen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand.  
 Sie können nach diesem Kurs einen AED (Automatisch-Externer-Defibrillator) korrekt anwenden und werden intensiv geschult.  
 Der Kurs ist nach den neusten Richtlinien des SRC zertifiziert und anerkannt.



### Inhalt:

- Rettungskette
- Ampelschema
- Alarmierung
- Erkennen und Vorgehen bei einem Herzinfarkt
- Erkennen und Vorgehen bei einem Schlaganfall
- Lagerungen
- 1-Helfer Reanimation theoretisch und praktisch
- 2-Helfer Reanimation theoretisch und praktisch
- Einsatz des AED

### Details:

- Dauer:** 4 Stunden  
**Ausweis:** Anerkannter BLS-AED-SRC Ausweis im Kreditkarten-Format  
**Gültigkeit:** 2 Jahre  
**Schulungsort:** Bei Ihnen vor Ort oder an einem unserer Kursorte  
**Instruktor:** SRC zertifizierter BLS-AED Instruktor

## BLS AED REFRESHER

### Beschreibung:

Der Kurs richtet sich an alle Personen welche über ein gültiges BLS-AED Zertifikat verfügen das nicht älter als 2 Jahre ist.  
 Der Kurs ist nach den neusten Richtlinien des SRC zertifiziert und anerkannt.



### Inhalt:

- Rettungskette
- Ampelschema
- Alarmierung
- Erkennen und Vorgehen bei einem Herzinfarkt
- Erkennen und Vorgehen bei einem Schlaganfall
- Lagerungen
- 1-Helfer Reanimation theoretisch und praktisch
- 2-Helfer Reanimation theoretisch und praktisch
- Einsatz des AED

### Details:

- Dauer:** 3 Stunden  
**Ausweis:** Anerkannter BLS-AED-SRC Ausweis im Kreditkarten-Format  
**Gültigkeit:** 2 Jahre  
**Schulungsort:** Bei Ihnen vor Ort oder an einem unserer Kursorte  
**Instruktor:** SRC zertifizierter BLS-AED Instruktor

ZUSATZMODULE

**Beschreibung**

Jede Firma hat andere Bedürfnisse und Gefahren. Sinnvollerweise wird die Grundausbildung mit einem oder mehreren Zusatzmodulen ergänzt welche in Ihrem Arbeitsumfeld entscheidend sind. Diese können individuell gestaltet oder zusammengestellt werden. Diese Module können nur zusammen mit dem BLS-AED Grundkurs oder Refresher gebucht werden.



<b>Modul A</b>	Unfälle in der Logistik	2 Stunden
<b>Modul B</b>	PSA	1 Stunde
<b>Modul C</b>	Verbrennungen/Strom	2 Stunden
<b>Modul D</b>	Sportverletzungen	2 Stunden
<b>Modul E</b>	Schnittverletzungen/Blutungen	2 Stunden
<b>Modul F</b>	Retten / Bergen aus Fahrzeugen inkl. LKW	1 Stunde
<b>Modul G</b>	Sicherheitsdienstmodul	2 Stunden
<b>Modul H</b>	Verkehrsunfälle	2 Stunden
<b>Modul I</b>	Erste Hilfe im Strassenverkehr	4 Stunden
<b>Modul J</b>	Erste Hilfe für Lehrerinnen und Lehrer	2 Stunden
<b>Modul K</b>	Erste Hilfe im Alltag	2 Stunden
<b>Modul H</b>	Erste Hilfe im Fitnesscenter	2 Stunden

INDIVIDUELLER FIRMENKURS

**Beschreibung:**

Sie bestimmen mit uns zusammen den Kursinhalt. Der Kurs wird auf Ihre Umgebung und Ihre Bedürfnisse angepasst.



**Inhalt:**

- Das bestimmen Sie

**Details:**

- Dauer:** 4 – 8 Stunden
- Ausweis:** BLS AED Kurs kann integriert werden
- Gültigkeit:** 2 Jahre
- Schulungsort:** Bei Ihnen vor Ort oder an einem unserer Kursorte
- Instruktor:** SRC zertifizierter BLS-AED Instruktor

BETRIEBSSANITÄTER STUFE 1

**Beschreibung**

MitarbeiterInnen in Betrieben welche nebenamtlich als Sanitäter eingesetzt werden. Sie lernen die notwendige Erste-Hilfe bei kleinen Schnittwunden bis zu grossen Verletzungen.



**Inhalt:**

- Rettungskette
- Ampelschema
- Alarmierung
- Erkennen und Vorgehen bei einem Herzinfarkt
- Erkennen und Vorgehen bei einem Schlaganfall
- Lagerungen
- 1-Helfer Reanimation theoretisch und praktisch
- 2-Helfer Reanimation theoretisch und praktisch
- Einsatz des AED
- Rechte und Pflichten
- Verhalten bei Unfällen
- Blutstillung
- Stromunfälle
- Verbrennungen
- PSA

**Details:**

- Dauer:** 14 Stunden (2x7 Stunden)
- Ausweis:** anerkannter BLS AED Ausweis im Kreditkarten-Format, Bestätigung Kursbesuch
- Gültigkeit:** 2 Jahre
- Schulungsort:** Bei Ihnen vor Ort oder an einem unserer Kursorte
- Instruktor:** SRC zertifizierter BLS-AED Instruktor mit SVEB

**AUSBILDUNGSPLATZ SCHON GESICHERT?**



**Sie möchten von unseren Spezialisten vor Ort beraten werden?**

Gerne kommt der Aussendienst bei Ihnen vorbei, zeigt Ihnen die Produkte und schaut mit Ihnen das Ideale Sortiment und ihren Standort an.

**Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen Termin unter: 056 611 99 88 oder via Mail [info@sanitaet24.ch](mailto:info@sanitaet24.ch)**


**Service:**

Ihre Produkte von uns haben ein Verfallsdatum? Der Akku und die Elektroden des Defibrillators müssen gewechselt werden? In unserem System werden die Verfallsdaten hinterlegt und wir kümmern uns mindestens 4 Wochen vorher darum. Wir melden uns bei Ihnen, geben Ihnen bekannt was bald verfällt und wechseln das Produkt bei Ihnen vor Ort aus.

Werden auch Sie ein Teil unseres Services und lassen Sie sich jetzt registrieren. Auch bestehende Produkte werden aufgenommen und registriert.

# sanität24.ch

Ihr Spezialist für jeden Notfall



sanität24.ch  
Baumgartenweg 4  
5622 Waltenschwil

Mail: [info@sanitaet24.ch](mailto:info@sanitaet24.ch)  
Tel: 056 611 99 88  
Fax: 056 611 99 90